

# KARBADIA

**Detecção de 5 carbapenemases em um único teste:**

**KPC | NDM | VIM | OXA-48 | IMP**

**Fabricado na Suíça**

**Forte intensidade do sinal**

**Resultados claros**

**Ampla janela de detecção**

**Resultados em 15 minutos**

**Validação científica robusta**



## Estudo clínico 1

*IHMA, Suíça<sup>1</sup>*

*Estudo de desempenho utilizando isolados clínicos confirmados por análise molecular e CIM (n=212)*

**Sensibilidade: 98.0%**

**Especificidade: 99.6%**

## Estudo clínico 2

*Amostras ATCC<sup>2</sup>*

*Estudo de desempenho utilizando isolados de bactérias de referência da ATCC com sequenciamento do genoma completo (n=84)*

**Sensibilidade: 97,1%**



**Especificidade: 100%**

## Estudo clínico 3

*Novara, Itália<sup>3</sup>*

*Estudo comparativo com o teste Medomics Rapid e o Xpert® Carba-R (n=126)*

**Concordância: 95.5%**



**REF:** KAR-025

KarbaDia Rapid test

**Armazenamento:** 2-30°C

**Prazo de validade:** 24 meses

**Conteúdo:**

25 testes

25 tubos de extração com conta-gotas

1 Frasco com tampão de corrida



[www.gadia.ch](http://www.gadia.ch)

[info@gadia.ch](mailto:info@gadia.ch)



GaDia SA

Route de l'Île-au-Bois 1A

1870 Monthey (Switzerland)